

VITAMMY®

**gattino**

Inhalator pneumatyczno-tłokowy przyjazny dzieciom

Model A1503

---

**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**

△ Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

## SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.....	3
Zawartość zestawu .....	3
Ostrzeżenia przed użyciem.....	4
Instrukcja obsługi.....	7
Wskazówki dotyczące efektywnej terapii.....	8
Mycie, dezynfekcja i sterylizacja.....	8
Serwis .....	9
Dane Techniczne .....	9
Objaśnienia użytych znaków .....	11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....	12
Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej.....	12
Ważne informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.....	13
Gwarancja .....	14
Informacje Kontaktowe .....	16

## WPROWADZENIE

VITAMMY GATTINO A1503 jest urządzeniem medycznym, którego przeznaczeniem jest podawanie leku przepisane lub zalecone przez lekarza w leczeniu dolegliwości oddechowych.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji użytkownika i konserwacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i przedłużenia żywotności urządzenia.


Uwaga: Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

Dziękujemy za zakup tego urządzenia, które zostało skonstruowane i wykonane w sposób profesjonalny, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami CE. Należy uważnie przeczytać i zachować tę instrukcję obsługi w celu uniknięcia zagrożenia lub niebezpieczeństwa spowodowane niewłaściwym użyciem.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Końcówka do nosa
2. Ustnik
3. Maski dla dorosłych
4. Maski dla dziecka
5. Pojemnik na lek - pokrywka
6. Pojemnik na lek - dolna część
7. Pojemnik na lek - wlot powietrza
8. Rozpylacz
9. Przewód powietrza
10. Zapasowy filtr powietrza



## OSTRZEŻENIA PRZED UŻYCIEM

Naszą dewizą jest stałe ulepszanie naszych produktów, dlatego możliwe są niewielkie różnice pomiędzy faktycznym produktem znajdującym się w pudełku, a jego fotografiami na zewnątrz pudełka.

- △ Urządzenie to może być obsługiwane przez osobę w wieku 16 lat lub starszą z ukończonymi minimum 8 latami edukacji.
- △ Pojemnik na lek i akcesoria nie są sterylne. Przed użyciem zapoznaj się z rozdziałem Mycie, dezynfekcja i sterylizacja.
- △ Pojemnik na lek i akcesoria mogą być wykorzystywane wielokrotnie po odpowiednim oczyszczeniu po każdym użyciu. Zaleca się, aby każdy pacjent używał osobnego zestawu nebulizatora (pojemnika na lek) i akcesoriów.
- △ Urządzenie VITAMMY GATTINO jest inhalatorem do terapii aerozolowej określonym klasą medyczną IIa, które zamienia lek w postaci płynnej do lotnej (aerozolu) w celu dostarczenia go do układu oddechowego. Urządzenie rozpyla zarówno leki w postaci zawiesiny, jak i roztworu.
- △ Na efekt terapeutyczny mogą mieć wpływ oleistość lub/i kleistość leku.
- △ To urządzenie NIE NADAJE SIĘ do nebulizacji olejków eterycznych.
- △ NIE używaj urządzenia do nebulizacji roztworów alkoholowych.
- △ Urządzenie wytwarza sprężone powietrze. Efekty uboczne mogą być spowodowane nietolerancją stosowanego leku.
- △ Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
- △ Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W razie wątpliwości, nie włączaj urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
- △ Opakowanie (plastikowe torebki, kartony, itd.) trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- △ Urządzenie może być używane jedynie jako inhalator do celów terapeutycznych. Rodzaj leku, sposób i czas aplikacji podlega zaleceniom medycznym. Instalacja urządzenia musi być wykonywana zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i celami założonymi przez konstruktora.
- △ Prawidłowe działanie urządzenia może zostać zakłócone przez wadliwe działanie innych urządzeń takich jak radio, telewizor, itp. W przypadku stwierdzenia występowania zakłóceń należy spróbować przemieścić urządzenie do momentu ich zaniku lub podłączyć do innego gniazdka.
- △ Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie znamionowe odpowiada napięciu w sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
- △ Jeśli wtyczka urządzenia nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z serwisem. Nie używaj przejściówek ani rozgałęźników.
- △ Jeśli urządzenie nie będzie używane lub będzie pozostawione bez opieki, odłącz urządzenie od zasilania.

- △ Przed pierwszym użyciem inhalatora i okresowo w trakcie użytkowania, sprawdź, czy na przewodzie zasilającym nie ma widocznych uszkodzeń. Jeśli zauważysz uszkodzenia, nie podłączaj przewodu. Skontaktuj się z serwisem VITAMMY, dystrybutorem lub sprzedawcą.
- △ Jeśli kabel zasilający jest zużyty lub uszkodzony, musi być wymieniony na nowy kabel tego samego typu zatwierdzony przez producenta.
- △ Zutylijizuj wszystkie zużyte akcesoria lub urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- △ Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi w każdym kraju dyrektywami CE i późniejszymi zmianami.
- △ Jeśli inhalator używany jest często, zaleca się wymianę nebulizatora co 6 miesięcy (lub wcześniej, jeżeli ulegnie zapchaniu), aby uzyskać optymalne działanie terapeutyczne.
- △ Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym przez dzieci), o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub osoby nie mające dostarczającej wiedzy o pracy urządzenia, chyba że będą pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która zapoznała się z instrukcją.
- △ Urządzenie składa się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dzieci, dlatego należy trzymać urządzenie poza ich zasięgiem.
- △ Nie używaj urządzenia w pobliżu środków anestetycznych łatwopalnych z powietrzem, tlenem i podtlenkiem azotu.
- △ Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła.
- △ Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma ani nie używaj w wilgotnym środowisku (np. podczas kąpieli lub pod prysznicem). Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie; jeśli urządzenie zostanie zamoczone, natychmiast odłącz je z prądu. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie wyciągaj go ani nie dotykaj, zanim nie odłączysz wtyczki z gniazdka. Skontaktuj się z serwisem VITAMMY, dystrybutorem lub sprzedawcą.
- △ Obudowa urządzenia nie jest wodoodporna. Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go.
- △ Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- △ Nie ciągnij za kabel zasilający ani za urządzenie, aby odłączyć je od zasilania.
- △ Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszczu, słońca, itd.).
- △ Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur.
- △ Urządzenie, ani żadne jego elementy, nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli urządzenie jest uszkodzone i nie działa prawidłowo, wyłącz je, odłącz od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- △ Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od zasilania.
- △ Nie wkładaj żadnych przedmiotów do filtra.
- △ Nie blokuj wylotów powietrza w obudowie urządzenia.
- △ W trakcie użytkowania inhalator powinien stać na twardej, równej powierzchni.
- △ Przed użyciem sprawdź, czy w otworach powietrza nie ma żadnych przedmiotów, które mogłyby blokować wylot powietrza.
- △ Uwaga: Nie modyfikować urządzenia bez zgody producenta!

- △ Producent, sprzedawca oraz dystrybutor są odpowiedzialni za bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie sprzętu tylko, jeśli: a) używany jest zgodnie z instrukcją; b) parametry instalacji elektrycznej w miejscu używania inhalatora są zgodne z obowiązującymi przepisami.
- △ Materiały użyte do produkcji aparatu wchodzące w kontakt z lekiem były testowane z szeroką gamą leków. Jednak wskutek ciągłej ewolucji leków nie można wykluczyć chemicznych interakcji. Dlatego raz otwarty lek powinien być zużyty jak najszybciej oraz należy unikać wydłużonego kontaktu leku z nebulizatorem.
- △ Nie używaj akcesoriów, części zapasowych, itd., które nie były dołączone do urządzenia lub które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Mogą stanowić zagrożenie.
- △ Nie używaj urządzenia, gdy pacjent śpi.
- △ Urządzenie nie jest zabawką i należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pojemnik na lek (nebulizator) składa się z małych elementów, które mogą zostać połknięte lub wchłonięte przez dzieci poniżej 36 miesięcy.
- △ Zaleca się używanie 1 indywidualnego zestawu akcesoriów przez 1 pacjenta.
- △ Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł potencjalnych zakłóceń (np. źródeł ciepła takich jak kominki, grzejniki gazowe lub elektryczne, źródła pary takich jak bojlera, koty lub czajniki, źródeł promieniowania elektromagnetycznego takich jak kuchenki mikrofalowe, urządzenia wi-fi).
- △ Chroń urządzenie przed dostępem zwierząt domowych, które mogą przenosić zarazki w kontakcie z urządzeniem lub pacjentem, zasłaniać otwory wentylacyjne lub negatywnie wpływać na przebieg terapii.

### POZOSTAŁE OSTRZEŻENIA

- △ Urządzenie to nie należy do kategorii urządzeń ratujących życie. Zaleca się posiadanie urządzenia zapasowego wraz z zapasową dawką leku na wypadek niemożności dokończenia terapii.
- △ Terapia lekowa powinna być przepisana przez lekarza i musi obejmować rodzaj i czas kuracji.
- △ Urządzenie zostało zaprojektowane i jest przeznaczone do użycia w warunkach domowych. Maksymalny ciągły czas działania wynosi 20 minut. Minimalny czas spoczynku po zakończeniu działania wynosi 40 minut.
- △ Użycie urządzenia w sposób sprzeczny z listą ostrzeżeń zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, niepoprawną i nieskuteczną terapię, co w efekcie może skutkować negatywnymi skutkami dla zdrowia i życia pacjenta.
- △ Zdecydowanie zaleca się respektowanie ostrzeżeń oraz zaleceń medycznych w celu uniknięcia poważnych problemów.





### OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- △ Produkt zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub wchłonięte: chroń produkt i akcesoria przed swobodnym dostępem dzieci.
- △ Przewód zasilający i przewód powietrza mogą stanowić zagrożenie uduszeniem: nebulizację dzieci i osób

niepełnosprawnych prowadź pod nadzorem.

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni. Uwaga: Nie wolno ustawiać inhalatora w pobliżu lub na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.
2. Upewnij się, że napięcie oznaczone na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
4. Otwórz pojemnik na lek, rozkręcając jego 2 części (rys. A).
5. Na dyszę we wnętrzu dolnej części pojemnika na lek nałoż rozpylacz (8), jak pokazano na rysunku (rys. B).
6. Dolną część pojemnika na lek napełnij lekiem (rys. C).  
Uwaga: Miarka na dolnej części pojemnika na lek ma jedynie charakter orientacyjny.
7. Zamknij pojemnik na lek, skręcając jego obie części.
8. Podłącz przewód powietrza (9) do pojemnika na lek (rys. D).
9. Podłącz przewód powietrza (9) do wyjścia sprężonego powietrza na urządzeniu.
10. Do pojemnika na lek dołącz pożądane akcesorium: maska, ustnik, końcówka do nosa.
11. Włącz urządzenie, przesuwając włącznik do pozycji ON (włączony) i zacznij terapię zgodnie z instrukcją.
12. Po zakończeniu podawania leku, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z prądu.



Przed ponownym uruchomieniem urządzenia, upewnij się, że jego temperatura spadła do temperatury pokojowej.

### UWAGA

- △ Nie prowadź nebulizacji w pozycji poziomej.
- △ Nie przechylaj pojemnika na lek bardziej niż 45°.
- △ Akcesoria przechowuj zawsze w dobrze wentylowanym miejscu, chroń je przed ciepłem i działaniem promieni słonecznych.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EFEKTYWNEJ TERAPII

1. Usiądź komfortowo w pozycji wyprostowanej.
2. Jeśli używana jest maska (dla dorosłych lub dzieci), upewnij się, że dobrze przylega do twarzy. W masce umiejscowione są otwory, które stanowią ujście powietrza podczas wydechu. Oddychaj swobodnie, robiąc krótką pauzę pod koniec wdechu.
3. Jeśli używany jest ustnik, powinien być lekko przytrzymywany pomiędzy zębami i szczelnie objęty ustami. Należy oddychać przez usta.
4. Jeśli używana jest końcówka do nosa, ostrożnie wsuń ją do nozdrzy. Nie wsuwaj jej głębiej do nosa. Należy oddychać przez nos.
5. Nebulizacja dobiega końca, gdy lek wydostaje się z nebulizatora w sposób przerywany (bulgocze w pojemniku lub pryska).
6. Po zakończeniu nebulizacji starannie umyj i zdezynfekuj akcesoria zgodnie z instrukcjami w rozdziale Mycie, dezynfekcja i sterylizacja.

## MYCIE, DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Po każdym użyciu odłącz urządzenie od zasilania, a następnie wyczyść urządzenie wraz z akcesoriami.

- ⚠ Uwaga: używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych z produktem, inne akcesoria mogą negatywnie wpłynąć na efektywność terapii.

### CZYSZCZENIE USTNIKA I KOŃCÓWKI DO NOSA

Aksesoria te należy starannie umyć wodą zdatną do picia. Mogą być dezynfekowane poprzez gotowanie w wodzie przez 5-10 minut po całkowitym zanurzeniu lub przy użyciu chemicznego środka dezynfekcyjnego (utleniającego chlorku elektrolitycznego) dostępnego w aptece (np. Amuchina®, Milton®), postępując zgodnie z instrukcją użycia stosowanego środka. Akcesoria należy następnie opłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia.

### CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA LEK

Po użyciu rozłóż pojemnik na lek na 3 części, myj pod bieżącą gorącą wodą z użyciem łagodnych (nie do szorowania) środków do mycia naczyń, a następnie starannie opłucz. Usuń nadmiar wody miękką, czystą i suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia w czystym miejscu. W celu dezynfekcji zanurz pojemnik w roztworze do dezynfekcji na zimno na bazie chemicznego środka dezynfekującego, postępując zgodnie z instrukcjami jego użytkowania. dołączonymi do jego opakowania.

Zaleca się, aby każdy pacjent miał osobny pojemnik na lek i zestaw akcesoriów, który powinien być używany nie dłużej niż 6 miesięcy lub 120 nebulizacji (co nastąpi szybciej).

Nie czyść i nie dezynfekuj pojemnika na lek wrzątkiem.

### CZYSZCZENIE MASECZEK I PRZEWODU POWIETRZNEGO

Zmywać wodą zdatną do picia. Dezynfekować jedynie roztworem do dezynfekcji na zimno.

### ZAKAŻENIA DROBNOUSTROJAMI


- ⚠ W przypadku występowania infekcji o podłożu bakteryjnym lub wirusowym, gdy możliwe jest przeniesienie drobnoustrojów, urządzenie ani jego akcesoria nie powinno być dzielone z innymi pacjentami.

### WYMIANA FILTRA

Filtr powietrza musi zostać wymieniony po 30 godzinach łącznej pracy urządzenia lub gdy stanie się szary.

Aby wymienić filtr, wysuń pokrywę używając płaskiego śrubokręta jak pokazano na rysunku obok. Wyjmij filtr i zamontuj nowy.

Umieść pokrywę filtra w urządzeniu, upewniając się, że została poprawnie zamontowana.



## SERWIS

Szacowana żywotność urządzenia to 2500 nebulizacji przy założeniu, że czas wykonywania pojedynczej nebulizacji wynosi 8 min. Takie elementy zestawu jak filtry i akcesoria muszą być wymieniane okresowo (patrz Mycie, dezynfekcja i sterylizacja).


## DANE TECHNICZNE

- Sprężarka tłokowa rotacyjna, bezsmarowa
- Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG załącznik IX
- Praca przerywana: 20 min pracy – 40 min przerwy
- Napięcie znamionowe: 230 V ~

- Częstotliwość: 50 Hz
- Zużycie: 120 VA

### PARAMETRY NEBULIZATORA WEDŁUG NORMY EN13544-1

- Szybkość dostarczania: 0,3 +/- 0,05 g/min
- Przeciętna wielkość cząstek: 4.7 +/- 0.3 µm MMAD
- Frakcja respirabilna: 58.5%



### WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Temperatura otoczenia: min 5°C - max 40°C
- Wilgotność powietrza: min 15% RH - max 93% RH
- Ciśnienie atmosferyczne: min 700hPa - max 1060hPa (maksymalna wysokość pracy ≤ 2000 mnpm)

### WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

- Temperatura min -25°C / max +70°C
- Wilgotność powietrza: min 0% RH - max 93% RH
- Ciśnienie atmosferyczne: min 500 hPa - max 1060 hPa

### OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Producent
	Prąd zmienny		Data produkcji
<b>SN</b>	Numer seryjny		Ostrzeżenie
	Włącz		Czujnik typu BF
	Wyłącz		Instrukcja Obsługi
	Chronić przed wilgocią		Podwójna izolacja
	Ten produkt (wraz z akcesoriami) pod koniec okresu użytkowania musi zostać zabrany przez użytkownika lub zaufanego sprzedawcę do oddzielnego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.		
	Oznakowanie symbolem medycznego CE według dyrektywy 93/42/CC i kolejnych poprawek	<b>IP 21</b>	Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy (zabezpieczone przed wnikaniem obiektów większych niż 12 mm, wnikaniem palców, pionowo padającymi kroplami wody).
<b>REF</b>	Wskazuje kod identyfikacyjny urządzenia na tabliczce znamionowej	<b>LOT</b>	Wskazuje numer partii na tabliczce znamionowej
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie		Wskazuje górną stronę
	Wskazuje limity ciśnienia atmosferycznego, na jakie urządzenie medyczne może być bezpiecznie narażone		
	Wskazuje granice temperatur, na jakie można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny		
	Wskazuje, że zewnętrzne opakowanie produktu nadaje się do recyklingu		

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W tej sekcji zawarto listę najczęstszych problemów i ich rozwiązań. Jeśli mimo prób rozwiązania problemów, produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka.	Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
	Włącznik znajduje się w pozycji O.	Przełącz włącznik do pozycji I.
Urządzenie jest włączone, lecz mgiełka nie jest wytwarzana.	Lek nie został wlany do nebulizatora.	Wlej odpowiednią dawkę leku do nebulizatora.
	W nebulizatorze (pojemniku na lek) brakuje rozpylacza.	Zamontuj rozpylacz w pojemniku na lek.
	Nebulizator nie został poprawnie złożony.	Rozłóż, a następnie prawidłowo złoż nebulizator według instrukcji
	Rozpylacz nebulizatora jest zatkany.	Rozłóż nebulizator, wyjmij rozpylacz i przeprowadź procedurę czyszczenia. Nieusuwanie pozostałości leku z nebulizatora powoduje utratę efektywności lub zaprzestanie dostarczania leku. Postępuj ściśle według instrukcji w sekcji Mycie, dezynfekcja i sterylizacja
	Przewód powietrza nie został prawidłowo podłączony.	Upewnij się, że przewód powietrza został prawidłowo podłączony do gniazda wylotu powietrza.
	Przewód powietrza jest zagięty, uszkodzony lub skręcony.	Wyprostuj przewód, upewnij się, czy nie jest ukruszony lub podziurawiony. W razie potrzeby wymień na nowy.
Filtr powietrza jest brudny.	Wymień filtr.	

Jeśli po zweryfikowaniu powyższych warunków urządzenie nadal nie działa lub działa nieprawidłowo, skontaktuj się z serwisem VITAMMY, dystrybutorem lub sprzedawcą.

## UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2012/19/WE, symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że urządzenie przeznaczone do likwidacji jest uważane za odpad i powinno być poddane „selektywnej zbiórce odpadów”. Zatem, użytkownik powinien dostarczyć (lub zlecić dostarczenie) odpadu do stosownego punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez miejscowe władze lub

dostarczyć go sprzedawcy w chwili zakupu nowego urządzenia równoważnego. Selektywna zbiórka odpadów i późniejsze czynności przetwarzania, odzysku i likwidacji sprzyjają produkcji urządzeń przy zastosowaniu materiałów pochodzących z recyklingu i ograniczają ujemny wpływ na środowisko naturalne i na zdrowie człowieka spowodowane ewentualną nieprawidłową gospodarką odpadami. Nielegalne usunięcie odpadu przez użytkownika powoduje zastosowanie sankcji administracyjnych, o których mowa w artykule 50 i w kolejnych nowelizacjach rozporządzenia z mocą ustawy nr 22/1997.

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Ze względu na rosnącą liczbę urządzeń elektronicznych (komputery, tablety, smartfony itp.) używane urządzenia medyczne mogą podlegać zakłóceniom elektromagnetycznym wytwarzanym przez inne urządzenia. Takie zakłócenia mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, co może stworzyć niebezpieczną sytuację. Ponadto urządzenia medyczne nie mogą kolidować z innym sprzętem.

W celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz w celu zapobiegania potencjalnym sytuacjom ryzyka w użytkowaniu produktu wdrożono normy zawarte w EN60601-1-2:2015 + A1:2021. Normy te określają poziomy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, a także maksymalne poziomy emisji elektromagnetycznych urządzeń medycznych.

Wyroby medyczne produkowane przez EP S.p.A. są zgodne z normami EN60601-1-2:2015+A1:2021 zarówno w zakresie odporności jak i emisji. Należy jednak przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie używaj urządzenia w pobliżu telefonów komórkowych, smartfonów lub innych urządzeń generujących silne pola elektryczne lub elektromagnetyczne. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i stworzyć sytuację potencjalnie niebezpieczną.
- Zaleca się trzymanie takiego sprzętu w minimalnej odległości 7 m.
- Sprawdź poprawność działania urządzenia, jeśli odległość jest mniejsza.

Dalsza dokumentacja dotycząca norm EN60601-1-2: 2015 + A1: 2021 jest dostępna w EP S.p.A. pod adresem wskazanym w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenia elektromedyczne wymagają szczególnej staranności w odniesieniu do wymagań EMC, dlatego wymagane jest, aby były używane zgodnie ze specyfikacjami producenta.

## GWARANCJA

### URZĄDZENIE:

Vitammy GATTINO (model A1503)

### GWARANT:

Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

### WSPARCIE TECHNICZNE:

Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl

### GWARANCJA:

Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.

### TYP GWARANCJI:

Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.

### OKRES GWARANCJI:

24 miesiące na urządzenie. Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: filtry powietrza.

### BIEG OKRESU GWARANCJI:

Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

### OBZAR OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI:

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

### POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI:

Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się

z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

### WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI:

W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

### OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI:

- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
  - niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
  - ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
  - przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)
- Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
- Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Data

Podpis klienta



## INFORMACJE KONTAKTOWE

### IMPORTER:

Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

### PRODUCENT:

EP S.p.A.

vial del Commercio, 1 - 25039 Travagliato (BS) Italy

Made in Italy / Wyprodukowano we Włoszech

Produkt posiada certyfikat CE

Wersja instrukcji: 1.03 / 31.08.2021

