



## DEUTSCH

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf, rufen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beschützen Sie die Hinweise.

**Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen.**

LOT-Nummer	
Ablaufdatum	
Hersteller	
Verpackung	
1 x Batterie CR2032	

Effektive Ausgangswerte über 10mA gemäß über jedes 5-Sek. Intervall können vom Gerät abgegeben werden

Anwendungstyp BF

Verpackung umweltgerecht entsorgen

EFIC Zertifizierungszeichen für Produkte, die in die Russische Föderation und in die Länder der GUS exportiert werden.

1. Zum Kennenlernen

1.1 Was ist das EMS?

Das innovative EMS-Pad NECK ist ein selbsthaftendes EMS-Gerät, das speziell zur Entspannung der Nacken- und Schultermuskulatur entwickelt wurde. Denk daran, dass es Silikongumme ist, die aus einem silikonhaltigen Material besteht, das leicht zu reinigen und flexibel und passt sich perfekt an die behandelnde Körperteile an. (Den Halterschlauch kann für einige Minuten entfernt werden)

1.2 Wie funktioniert es?

Die elektrische Muskelstimulation (EMS) ist eine wellenförmige und abgestimmte Reizung des Muskens, die von einem elektronischen Gerät übertragen wird. Der EMS-Wellenform und Intensität sind so abgestimmt, dass sie die Muskulatur anstrengt und erweitert. Das Anstrengen der Muskulatur führt zu einer Verkürzung der Muskulatur, was zu einer Entspannung führt. Die Anwendung dauert ca. 20 Minuten (Pro Haltung).

Zur akutenwendenden Anwendung gehören:

\* Muskelaufbau bei Erhöhung der Ausdauerleistung und / oder

\* Muskelaufbau zur Unterstützung der Kraftung bestimmter Muskeln oder Muskelgruppen, um gewünschte Veränderungen der Körperformen zu erreichen.

Zur relaxierenden Anwendung gehören:

\* Entspannung der Muskulatur hervorgerufen werden (aktivierende Anwendung) und zum anderen auch eine anstrengende, erholtende Wirkung (relaxierende Anwendung)

1.3 Was ist das EMS-Pad aussichtlich?

Verwenden Sie das EMS-Pad aussichtlich:

\* Am Menschen

\* Für den Zweck, der einen entwöhnt wund auf die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebene Art und Weise. Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein.

\* Zur ärztlichen Anwendung

\* Mit den mitgelieferten und nachbestellbaren Original-Zubehörteilen, ansonsten nicht.

2. Wichtige Hinweise

Entgegenstellung des Gerütes ersetzt keine ärztliche Beratung und Behandlung. Befragen Sie bei jedem Arzt von Schmerz oder Krankheit deshalb immer zunächst Ihren Arzt.

Hinweise zur Anwendung

**WARNUNG!** Lassen Sie die chronisch eingeschränkten Schläden vorbeugeben, ist in folgenden Fällen von der Anwendung des EMS-Pad dringend abzuraten:

\* Bei implantierten elektrischen Geräten (wie z.B. Herzschrittmachern), wenn die Anwendung von Störungen und Funktionsstörungen verhindert werden soll.

\* Bei bestehenden Myokarditis.

\* Bei bestehenden Schlaganfällen.

\* Bei bestehenden Krebskrankheiten.

\* Bei bestehenden Schmerzen, die nicht durch die bestehenden Muskellkontraktionen des Heilungsprozesses entstanden sind.

\* Bei bestehenden oder akuten Herzrhythmusstörungen und anderen Erregungsstörungen.

\* Bei bestehenden oder akuten Herzkrankheiten, unabhängig von der Körpertemperatur.

\* Bei bestehenden oder akuten Herzfehlern (z.B. 30 °C).

\* Bei bestehenden oder akuten Herzfehlern.

</

