



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASAŻERA

KARKU

MODEL: ORO-NECK MASSAGER

SPIS TREŚCI

Sposób przechowywania	3
Środki ostrożności	3
Ostrzeżenie	3
Opis.....	4
Odpowiednie miejsce masażu.....	5
Funkcje przycisków.....	6
Usage condition.....	7
Safety precautions.....	7
Warning.....	7
Description.....	8
The right place for the massage	9
Button function	10

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

1. Przechowywać w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
2. Chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.
3. Nie czyścić środkami chemicznymi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Osoby z następującymi schorzeniami muszą skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia:

1. Choroby przewlekłe
2. Nowotwór złośliwy.
3. Choroby zakaźne
4. Cięża
5. Choroby serca
6. Wysoka gorączka
7. Nieprawidłowe ciśnienie krwi
8. Zaburzenia czucia skóry lub problemy skórne

Produktu nie powinny stosować osoby w pierwszym trymestrze ciąży, z wszczepionym rozrusznikiem serca lub AICD, leczone z powodu istniejącej zakrzepicy żył głębokich.

OSTRZEŻENIE

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z ciałem lub skórą należy skonsultować się z lekarzem i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Nie używaj urządzenia podczas snu.

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Zawsze należy zaczynać od niższego poziomu, a następnie stopniowo go zwiększać.

Nie używać podczas prowadzenia pojazdu.

OPIS

Innowacyjne, ugniatające kulki masujące 3D, które doskonale trafiają w akupunkty. Zmniejszają bolesność i sztywność mięśni.

Wspomagają krążenie krwi. Wielofunkcyjny: masaż każdej części ciała, od szyi do palców.

Może być używany w dowolnym miejscu, w samochodzie, biurze i domu.

ODPOWIEDNIE MIEJSCE MASAŻU



Stopy



Kostki



Nogi



Talia



Brzuch



Plecy



Szyja



Plecy



Talia



Brzuch



Biodra



Łydki



Stopy



Ramiona



Regulacja wysokości
za pomocą ramion

FUNKCJE PRZYCISKÓW



- Power
- Direction
- Speed
- Heat

- **POWER**

Naciśnij, aby włączyć masażer z podgrzewaniem.

Automatyczny timer wyłączy się po 15 minutach.

Naciśnij przycisk Power w dowolnym momencie, aby wyłączyć urządzenie.

- **DIRECTION**

Po włączeniu urządzenia, wałek masujący będzie automatycznie zmieniał kierunek obrotów co 60 sekund. Naciśnij przycisk, aby zmienić i utrzymać kierunek masowania.

- **SPEED**

3 różne prędkości od niskiej do wysokiej, wybierz odpowiedni w zależności od potrzeb.

- **HEAT**

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania podczas kontynuacji masażu.

USAGE CONDITION

1. Store in dry,dust free location .
2. Do not spill liquid on the device.
3. Do not immerse the device in water.
4. Do not clean with chemicals.

SAFETY PRECAUTIONS

Presons with the following condition must consult the doctor before using this unit:

1. Acute disease.
2. Malignant tumor.
3. Infectious disease.
4. Pregnancy.
5. Cardiac dusfunction.
6. High fever.
7. Abnormal blood pressure.
8. Skin sensory disorders or skin problems.
9. Receiving medical treatment.especially those feeling discomfort.

Should not be used by persons in the first trimester of pregnancy, fitted with a pacemakers or AI CD.or being treated for an existing deep vein thrombosis.

WARNING

If you feel any problems with your body or skin.consult your medical practitioner an follow their instructions.

Do not this unit while sleeping.

Do not use on your broken skin or damaged sensitive nerve damage.

Always starting with the lower level then increaase the level gradually. For safety.driver should not be using while driving.

DESCRIPTION

Innovative 3D kneading massage balls that hit the acupoints perfectly.
Relieve muscle soreness and stiffness.

Promote blood circulation.

Multifunctional: massage every part of body, from neck to toe. Can be used anywhere.in a car.office and home.

THE RIGHT PLACE FOR THE MASSAGE



Foot



Calf



Legs



Waist



Abdomen



Back



Neck



Back



Waist



Abdomen



Hips



Calf



Foot



Arms



Height adjustment
with arms

BUTTON FUNCTION



- Power
- Direction
- Speed
- Heat

POWER

Press to turn on the massager with heat Auto timer will shut it off after 15minutes. Press the Power bouton anytime to turn the unit off.

DIRECTION

When the unit is turned on.the massage roller will automatically change its rolling direction every 60 seconds. Press the button to change and maintain rotaing direction of the massager.

SPEED

3 different speed from low to high, choose the suitable one according to your need.

HEAT

Press to turn on/off the heat function while massage continues.

BIURO SERWISOWE: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
e-mail: serwis@oromed.pl • tel. kom.: 798 988 588

KARTA GWARANCYJNA MASAŻERA ORO-NECK MASSAGER LOT: 08/2021

1. Producent udziela gwarancji na prawidłową pracę masażera na okres 24 miesięcy od daty jego nabycia.
2. Wady lub usterki ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.
3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego przyrządu liczy się od daty jego wymiany.
4. Gwarancją nie są objęte i powodują jej unieważnienie, uszkodzenia masażera powstałe w wyniku: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, samowolnego dokonywania napraw; oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii, które nie podlegają gwarancji.
5. Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią producent i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

Pieczęć punktu sprzedaży, data, podpis:



OROMED SZYMANEK Sp. k.

ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
Polska, Europa
www.ored.pl



Wersja: 1_05.2021 r.