




# BEAUTIFLY

Scrub Peeling  
**Young**  
series

**Peeling  
kawitacyjny**  
Sonic skin scrubber

**Instrukcja obsługi**  
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

**Dane techniczne:**


<b>rozmiar:</b>	<b>175*43*14mm</b>
<b>waga:</b>	<b>95g</b>
<b>ultradźwięki:</b>	<b>25KHZ</b>
<b>materiał:</b>	<b>ABS</b>
<b>prąd znamionowy:</b>	<b>0,65A</b>
<b>napięcie znamionowe:</b>	<b>3,7V</b>
<b>moc znamionowa:</b>	<b>1,5W</b>
<b>pojemność baterii:</b>	<b>500mAh</b>
<b>w zestawie:</b>	<b>urządzenie, kabel USB, instrukcja obsługi</b>

## Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

## Budowa urządzenia

1. Czujnik jonowy
2. Nasadka ochronna
3. Ion+
4. Ion-
5. Wskaźnik EMS
6. Wskaźnik ultradźwięków
7. Przycisk zasilania/przełącznik trybu
8. Port ładowania USB



## Instrukcja obsługi

Włączanie, wyłączenie, obsługa urządzenia

1. Przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Domyślnym ustawieniem jest tryb podnoszenia i złuszczenia naskórka a wskaźnik LED1 jest zawsze włączony.

2. Krótco naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć między 4 trybami pracy w cyklach następujących po sobie: tryb podnoszenia i złuszczenia naskórka, zapala się dioda

LED1 → tryb ładowania zasilania, dioda LED2 miga szybko → tryb importu jonów+, dioda LED3 świeci → tryb importu jonów-, zapala się dioda LED4.

3. Przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

4. Sygnalizator dźwiękowy zacznie piszczeć raz, gdy urządzenie zostanie włączone lub zmieni się tryb pracy. Ten sam dźwięk pojawi się dwukrotnie po wyłączeniu urządzenia.

## Ładowanie

1. Podczas ładowania diody LED1, LED2, LED3, LED4 migają w trybie spoczynku.

2. Kiedy urządzenie jest w pełni naładowane diody LED1, LED2, LED3, LED4 gasną. Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, sygnalizator dźwiękowy pika dwa razy, a światelko gaśnie.

## Opis trybów

**Ion+ tryb eksportu jonów**

Usuwa zanieczyszczenia z głębokich porów za pomocą jonów dodatnich

**Ion- - tryb wprowadzania jonów ujemnych**

Wprowadza zawarte w kosmetykach składniki odżywcze głęboko do skóry.

**Power Charge - tryb impulsów EMS**

Podnosi i napina skórę, pobudza uspione tkanki kolagenowe, dając efekt odmłodzenia.

**Peeling lifting - tryb oczyszczania ultradźwiękowego**

Wibracje o wysokiej częstotliwości oczyszczają dolną warstwę skóry, zmiękczają i usuwają martwy naskórek.

## Sposób użycia:

### Oczyszczanie naskórka (Ultradźwięki)

1. Przed rozpoczęciem zabiegu dokładnie oczyść skórę, zmyj makijaż.
2. Następnie zwilż skórę twarzy bawełnianym wacikiem lub atomizerem. W tym celu można użyć soli fizjologicznej, toniku, wody lub hydrolatu. Podczas trwania zabiegu skóra cały czas musi być wilgotna. Nie można wykonywać zabiegu na suchej skórze.
3. Włącz urządzenie i uruchom tryb SONIC.
4. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Powtórz czynność dokładnie, kilkakrotnie po całej twarzy.

### Oczyszczanie naskórka wraz z Jonizacją (Ultradźwięki + Jonizacja+)

1. Przed rozpoczęciem zabiegu pamiętaj, aby skóra cały czas pozostała zwilżona. W tym celu można użyć soli fizjologicznej, toniku, wody lub hydrolatu. Nie można wykonywać zabiegu na suchej skórze.
2. Włącz urządzenie i uruchom tryb ION+.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Powtórz czynność dokładnie, kilkakrotnie po całej twarzy.
4. Przetrzyj twarz tonikiem.

### Wprowadzanie substancji odżywczych za pomocą ultradźwięków (Ultradźwięki + Jonizacja-)

1. Po oczyszczeniu skóry twarzy, nałóż na nią produkt pielęgnacyjny (krem, serum, ampulka, żel).
2. Włącz urządzenie i uruchom tryb ION-.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy. Szpatułką powinna być ułożona w sposób odwrotny niż w kroku pierwszym. Powtórz czynność dokładnie, kilkakrotnie po całej twarzy.

W przypadku wątpliwości jak prawidłowo trzymać urządzenie zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału na platformie YouTube.

 /beautiflyeu



## EMS (Ultradźwięki + Prądy EMS).

1. Po pielęgnacji skóry twarzy, włącz urządzenie i uruchom tryb EMS.
2. Aby poprawić elastyczność skóry przesuвай szpatułką, wykonując ruchy od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Powtórz czynność dokładnie, kilkakrotnie po całej twarzy.
3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach pracy
4. Po zakończeniu pracy urządzenia należy przetrzeć je bawełnianą wilgotną ściereczką.




1

**Oczyszczanie  
policzków**



2

**Oczyszczanie czoła  
i żuchwy**



3

**Oczyszczanie  
grzbietu nosa**

4

## Wskazówki

1. Podczas użytkowania przytrzymaj ręką pasek przewodzący z boku urządzenia, aby funkcja importu i eksportu jonów mogła działać prawidłowo.
2. Podczas użytkowania, szpatułka powinna pracować pod kątem około 45 stopni, jak pokazano na rysunku.
3. Podczas użytkowania nie należy zatrzymywać urządzenia w jednym miejscu, lecz poruszać nim powoli.
4. Jeśli na twarzy występuje stan zapalny, przed użyciem należy poczekać na ustąpienie jego objawów.
5. Zaleca się stosowanie urządzenia 2-3 razy w tygodniu. Nie należy używać go kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.
6. Podczas pracy szpatułka i korpus powinny być czyste i zabezpieczone.

## Czyszczenie i konserwacja.

1. Chronić urządzenie przed wilgocią, nie umieszczać go w zmywarce lub mikrofalówce.
2. Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
3. Nie należy używać ostrych, żrących lub lotnych rozcieńczałników materiałów czyszczących.
4. Należy użyć miękkiej szmatki lub wacika zwilżonego zimną lub ciepłą wodą, aby delikatnie przetrzeć urządzenie.
5. Nie należy płukać urządzenia pod bieżącą wodą.
6. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (około 3 miesiące), wyjmij i w pełni naładuj je przed dalszym przechowywaniem. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia baterii.

**Technical data:**

<b>size:</b>	<b>175*43*14mm</b>
<b>weight:</b>	<b>95g</b>
<b>ultrasounds:</b>	<b>2KHZ</b>
<b>material:</b>	<b>ABS</b>
<b>rated current:</b>	<b>0.65A</b>
<b>rated voltage:</b>	<b>3.7V</b>
<b>rated power:</b>	<b>1.5W</b>
<b>battery capacity:</b>	<b>500mAh</b>
<b>included:</b>	<b>device, USB cable, user manual</b>

## Safety statement

Please read the instructions carefully before use. follow these safety guidelines when using device.

## Product parts

1. Ion Sensor
2. Protection cap
3. Ion+
4. Ion-
5. EMS indicator
6. EMS ultrasonic
7. Power button/Mode key
8. USB charging port


## Instructions

Turning on, off, operating the device

1. Press and hold the power button for 2 seconds to turn the device on. The default setting is Peeling lifting mode, and the LED1 indicator is always on.
2. Short press the power button to switch between the 4 operating modes in cycles as follow: Peeling lifting mode, LED1 indicator light is on → Power Charge mode, LED2 indicator flashes quickly → Ion+ import mode, LED3 indicator light is on, → Ion- import mode, the LED4 indicator light is on.
3. Press and hold the power button for 2 seconds to shut down.
4. The buzzer will tick once when the device is turned on and the mode is switched and the buzzer will tick twice when it is turned off.

## Charging

1. When charging: LED1, LED2, LED3, LED4 indicate breathing mode.
  2. When fully charged: LED1, LED2, LED3, LED4 indicator lights off.
- The buzzer ticks twice when the battery is low, and the indicator light shuts down.



## Description of modes:

**Ion+** - positive ion export mode

Removes dirt from deep pores through positive ion export.

**Ion-** - negative ion introduction mode

Introduces active substances contained in cosmetics deep into the skin.

**Power Charge** - EMS pulse mode

Lifts and tightens, awakens sleeping collagen tissue, and provides a rejuvenating effect.

**Peeling lifting** - ultrasonic cleaning mode

High frequency ultrasonic vibration cleans the bottom of the skin, softens and removes the stratum corneum.

## Instructions for use

### Cleansing the epidermis (Ultrasounds)

1. Before starting the treatment, thoroughly cleanse the skin and remove makeup.
2. Then moisten the skin of the face with a cotton swab or an atomizer. For this purpose, you can use saline, tonic, water or hydrolate. During the treatment, the skin must be moist all the time. The treatment cannot be performed on dry skin.
3. Turn on the device and start the SONIC mode.
4. Gently move the spatula from bottom to top, lengthwise facial contours at a 45-degree angle. Repeat the action carefully, several times over the entire face.

### Cleansing the epidermis with ionization (Ultrasound + Ionization+)

1. Before starting the treatment, remember to keep the skin moist all the time. For this purpose, you can use saline, tonic, water or hydrolate. The treatment cannot be performed on dry skin.
2. Turn on the device and enter ION+ mode.
3. Gently move the spatula from bottom to top, lengthwise facial contours at a 45-degree angle. Repeat the action carefully, several times over the entire face.
4. Wipe your face with a tonic.

### The introduction of nutrients with ultrasound (Ultrasound + Ionization-)

1. After cleansing the skin of the face, apply a skin care product (cream, serum, ampoule, gel).
2. Turn on the device and start the ION mode.
3. Gently move the spatula from the bottom up along the contours of the face. The spatula should be placed in the opposite direction to that in step one. Repeat the action carefully, several times over the entire face.

If you have any doubts how to properly hold the device, please visit our channel on the YouTube platform.

 /beautifyyou




## EMS (Ultrasound + EMS currents)


1. After caring for your facial skin, turn on the device and enter the EMS mode.
2. To improve skin elasticity, move the spatula in an upward motion along the contours of your face at a 45-degree angle. Repeat the action carefully, several times over the entire face.
3. The device will turn off automatically after 10 minutes of operation
4. After the device is finished, wipe it with a cotton cloth damp cloth.



**1**  
Cheek cleaning  
care



**2**  
Forehead and jaw  
cleaning care



**3**



**4**

Nose bridge  
cleaning care

## Tips

1. When using, hold the conductive strip on the side of the machine with your hand, so that the ion import and export function can work properly.
2. When in use, the shovel should be operated at an angle of about 45 degrees, as shown in the figure.
3. Do not stop the device in one place during use, but move it slowly.
4. If there is inflammation on the face, wait for the symptoms to disappear before using.
5. It is recommended to use 2-3 times a week. Do not use it multiple times in one day.
6. During operation, the shovel blade and the body should be clean and protected.

## Cleaning and maintenance

1. Protect the instrument from moisture, and do not place it in a dishwasher or microwave.
2. Turn off the machine before cleaning.
3. Do not use sharp, corrosive, or volatile thinner cleaning materials.
4. Use a soft cloth or cotton pad moistened with cold or warm water to wipe gently.
5. Do not rinse the device directly with water.
6. If the device is not used for a long time (about 3 months), take out and fully charge it before storing to avoid damage to the battery inside the machine.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje,

mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermisch werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При компьнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.



Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory nelze mísit s jiným domácím odpadem. Informuje o tom symbol přeškrtnutého koše umístěný na obalu. Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory předejte na místa tříděného sběru odpadu nebo prodávajícímu, na podrobnosti se zeptejte ve své obci. Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součástky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést při další likvidaci nebo recyklaci zařízení k újmě na zdraví nebo k znečištění životního prostředí.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوب على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية البالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطائط ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Skrócona deklaracja zgodności

Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt Scrub Peeling Young jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

Importer declares, on its sole responsibility, that the Scrub Peeling Young product complies with the European Parliament and Council Directive 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and with the European Parliament and Council Directive 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as with the Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to European Parliament and Council Directive 2011/65/EU with regard to the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at:

L'importateur déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit Scrub Peeling Young est conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, ainsi qu'à la directive du Parlement européen et du Conseil 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et à la directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive du Parlement européen et du Conseil 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances restreintes. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :

Der Importeur erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass das Produkt Scrub Peeling Young der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2014/30/EU vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht und der durch die Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 geänderten Anlage II zur Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/65/EU hinsichtlich des Verzeichnisses der beschränkten Stoffe. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Adresse verfügbar:

El importador declara, bajo su única responsabilidad, que el producto Scrub Peeling Young cumple con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/30/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/65/UE, de 8 de junio de 2011, sobre la limitación del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, y con la Directiva delegada (UE)

Импортер заявляет, на свой собственный риск, что продукт Scrub Peeling Young соответствует Директиве Европейского Парламента и Совета 2014/30/ЕС от 26 февраля 2014 года о гармонизации законодательства член-государств, относящихся к электромагнитной совместимости, а также с Директивой Европейского Парламента и Совета 2011/65/ЕС от 8 июня 2011 года о ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и с Делегированной Директивой Комиссии (ЕС) 2015/863 от 31 марта 2015 года, которая изменяет Приложение II к Директиве Европейского Парламента и Совета 2011/65/ЕС относительно списка ограниченных веществ. Полный текст заявления о соответствии доступен по адресу:

Dovožce prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že výrobek Scrub Peeling Young splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické compatibility, a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení, jakož i s Delegovanou směrnicí Komise (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění Příloha II ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek. Plné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

يتوافق مع توجيه البرلمان الأوروبي ومجلسه 2014/30 / Scrub Peeling Young يعلن المستورد بمسؤوليته الوحيدة أن منتج الاتحاد الأوروبي من 26 فبراير 2014 بشأن توحيد قوانين دول الأعضاء المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي، وتوجيه البرلمان الأوروبي ومجلسه 2011/65/الاتحاد الأوروبي من 8 يونيو 2011 بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطيرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى توجيه اللجنة المنوطة بالتنفيذ (الاتحاد الأوروبي) 2015/863 من 31 مارس 2015 بتعديل الملحق الثاني لتوجيه البرلمان الأوروبي ومجلسه 2011/65/الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقائمة المواد المعقدة. نص الإعلان عن المطابقة كامل متاح على العنوان

<https://beautify.eu/deklaracje>

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,  
00-095 Warszawa, Polska